

# DETERQUAT OM

*Désinfectant bactéricide et fongicide désodorisant pour surfaces,  
lutte contre les sources d'odeurs*

## 1. PROPRIETES :

DETERQUAT OM est utilisé pour nettoyer, dégraisser les contenants et pour détruire totalement les sources d'odeur.

DETERQUAT OM désinfecte surfaces, poubelles à déchets.

Grâce à son pouvoir mouillant, DETERQUAT OM pénètre rapidement les tâches et dépôts difficiles à atteindre.

Excellente résistance aux eaux dures. Miscible à l'eau en toute proportion.

Numéro d'inventaire SIMMBAD 25191.

## 2. MODE D'EMPLOI :

DETERQUAT OM s'utilise dilué dans l'eau de 1 % à 2 % pour une action désodorisante.

Pour une action bactéricide, DETERQUAT OM s'utilise à partir de 0,5%.

Pour une action fongicide à 4%.

Utilisation en pulvérisation, en nettoyeur haute pression ou manuellement.

Appliquer, laisser agir 15 minutes puis rincer à l'eau claire.

## 3. CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES :

**Efficacité bactéricide selon la norme AFNOR EN 1276 en condition de saleté**

Souches d'essai	Concentration minimale bactéricide
Pseudomonas aeruginosa CIP 103.467	0.5 %
Escherichia coli CIP 54.127	0.5 %
Staphylococcus aureus CIP 4.83	0.5 %
Enterococcus hirae CIP 58.55	0.5 %

La concentration minimale bactéricide est de 0,5% selon la norme AFNOR EN 1276 en 5 minutes de contact à 20°C dans les conditions de saleté (3 g/l albumine bovine).

### Effacité fongicide selon la norme AFNOR EN 1650 en condition de saleté

Souches d'essai	Concentration minimale fongique
Aspergillus niger CIP 1431 83	4 %
Candida albicans CIP 1180 79	0,5 %

La concentration minimale fongicide est de 4% selon la norme AFNOR EN 1650 en 15 minutes de contact à 20°C dans les conditions de saleté (3g/l albumine bovine).

#### 4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect :	Liquide limpide vert pâle
Odeur :	Pin
pH 1 :	6 +/- 1
Densité :	1,020 +/- 0,02
Stockage :	Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
Matière active :	Benzalkonium chlorure (N°CAS : 68424-85-1) à 61,20 g/l Glutéraldéhyde (N°CAS : 111-30-8) à 114,75 g/l

#### 5. CONDITIONNEMENT :

Carton de 4 x 5 L

#### 6. PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Produit strictement professionnel.

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0780) : + 33 (0)3 83 22 50 50,

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : [www.hydrachim.fr](http://www.hydrachim.fr)

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

TP2 : Désinfection des locaux matériels de transport et de stockage des ordures et déchets.

**N° de révision 19-07-13 V7-(0780)**